

# Equipo Ondas de Choque

## NEUMÁTICO



## Indicaciones de Tratamiento

1. Tratamiento ED
2. Epicondilitis humeral Radial o cubital
3. tendonitis trochantérica
4. Dolor de cintura o de popa
5. tendonitis para rótula
6. Síndrome de estrés Tibial
7. Dolor de hombro, tendonitis calcifica
8. Fascitis Plantar

## Descripción

El instrumento de onda de choque balístico neumático es un compresor generado por ondas de sonido de pulso en balístico preciso, en comparación con la onda de choque electromagnético, más energía generada máx. A 6 bar. Y también impacta más rápido, configuración más alta y más cara.

La terapia de ondas de choque es un dispositivo multilingüe utilizado en ortopedia, fisioterapia, medicina deportiva, urología y medicina veterinaria. Sus principales activos son el alivio rápido del dolor y la restauración de la movilidad. Junto a ser una terapia no quirúrgica sin necesidad de analgésicos, es una terapia ideal para acelerar la recuperación y curar varias indicaciones que provocan dolor agudo o crónico.

## Características

**Niveles de energía:** De 0.5 - 8 bares

**Frecuencia:** 1-21 Hz

**Ondas radiales y focales**

Pantalla táctil de 8 pulgadas a colores.

5 cabezales de trabajo

10 programas pre-establecidos

**Capacidad:** 4 millones de disparos

**Cant de disparos:** 12500 (según el tratamiento)

**Peso total:** 11.5 Kgs. (Equipo, cabezal y accesorios)

**Alimentación:** 220V /60Hz

**Potencia:** 260W

**Temperatura de funcionamiento:** 0-30 ° C

**Garantía:** 2 años para la consola y 1 año para los accesorios.

## Garantía

24 Meses