

Equipo Ondas de Choque

PORTÁTIL



Descripción

La terapia mediante Ondas de Choque es una técnica no quirúrgica, desarrollada para el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos, urológicos y para la realización de tratamientos estéticos. Este tratamiento utiliza un conjunto único de ondas de presión acústica que se entregan a través del cuerpo y se focalizan en el sitio del dolor o de la lesión, estimulando el metabolismo, mejorando la circulación sanguínea y acelerando el proceso de curación, obteniendo como resultado que los tejidos se regeneren y recuperen.

Características

Niveles de energía: De 10 mj a 270 mj.

Frecuencia: 1-16 Hz

Ondas radiales

Pantalla táctil

7 cabezales de trabajo

10 programas pre-establecidos

Capacidad: 2 millones de disparos

Cant de disparos: 12500 (según el tratamiento)

Peso total: 3.56 Kgs. (Equipo, cabezal y maleta de transporte)

Alimentación: 220V /60Hz

Potencia: 180W

Temperatura de funcionamiento: 0-30 ° C

Dimensiones equipo: 215 x 60 x 60mm

Garantía

24 Meses