

Equipo Ondas de Choque

EQUIPO DE MESA



Descripción

La terapia mediante Ondas de Choque es una técnica no quirúrgica, desarrollada para el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos, urológicos y para la realización de tratamientos estéticos. Este tratamiento utiliza un conjunto único de ondas de presión acústica que se entregan a través del cuerpo y se focalizan en el sitio del dolor o de la lesión, estimulando el metabolismo, mejorando la circulación sanguínea y acelerando el proceso de curación, obteniendo como resultado que los tejidos se regeneren y recuperen.

Características

Niveles de energía: De 10 mJ a 270 mJ.

Frecuencia: 1-16 Hz

Ondas radiales

Pantalla táctil de 8 pulgadas

7 cabezales de trabajo

10 programas pre-establecidos

Capacidad: 2 millones de disparos

Cant de disparos: 12500 (según el tratamiento)

Peso total: 5 Kgs. (Equipo, cabezal y accesorios)

Alimentación: 220V /60Hz

Potencia: 180W

Temperatura de funcionamiento: 0-30 ° C

ACCESORIOS



Equipo Ondas de Choque

EQUIPO DE MESA

Aplicaciones de uso

- Tendinopatía de Aquiles
- Tendinopatía rotuliana
- Epicondilitis (codo de tenista)
- Síndrome del túnel carpiano
- Fascitis plantar
- Síndrome de la banda iliotibial
- Espasmo muscular
- Puntos de activación
- Pseudoartrosis en huesos superficiales y dolor en las articulaciones sacroilíacas, entre otros

La onda de choque promueve la circulación sanguínea.

Cuando la onda de choque se lleva a cabo en los tejidos humanos. Es beneficioso para dragar micro vasos sanguíneos, mejorar la circulación sanguínea local y liberar la adhesión del tejido blando.

Las ondas de choque promueven el metabolismo.

Puede aportar nuevos factores de crecimiento e inducir células madre para convertirse en una estructura tisular normal, mejorar el metabolismo del envejecimiento del tratamiento.

Efecto de la onda de choque en el nervio.

La onda de choque de alta intensidad puede producir fuerte estimulación de las terminaciones nerviosas, reducir la sensibilidad nerviosa, cambiar los radicales libres alrededor de las células, suelte el material del dolor de la hebilla, para aliviar el dolor.

Introducción a la máquina



MANGO DE TRABAJO

Haga clic para comenzar, luego para cerrar. Cuando el estado de preparación de arranque, mantenga presionado el interruptor del mango, para restablecer la contraseña de encendido.

