

# Equipo Ondas de Choque radiales

**OCEANUS**



## Especificaciones Técnicas

**Niveles de potencia/energía:**

10mj - 185mj (equivalente a 0,1- 5bar)

**Frecuencia:** 1-22 Hz

**Modos:** 4 modos de ráfaga (continuo/4/8/12 descargas)

**Programas:** 7 programas actuales, ajustables

Protocolos: Más de 25 recomendaciones de tratamiento preestablecidas ilustradas.

**Controla** la pantalla táctil a color para todas las operaciones del software

**Aplicadores:** 6/15/25 mm (35 mm como opción)

**Cantidad de disparos:** Mínimo 4 000 000 descargas por pieza de mano, 300 000 descargas por cabeza

**Dimensiones:** 290x240x130mm (L/An/AI)

**Peso:** 2,07 kg (solo unidad de control)

**Garantía:** 2 años para unidad de control, 1 año para accesorios

## Incluye



## Indicaciones

Fisioterapia

- Rehabilitación
- Ortopedia
- Medicina deportiva
- Medicina estética
- Tratamiento para la terapia del dolor urológico y la disfunción eréctil

## Características

- Pantalla táctil a color de 7,0"
- Protocolos de tratamiento multipreestablecidos
- Fácil de usar y confiable
- Sin compresor de aire, bajo costo de mantenimiento
- Fácil de usar