



**TOTALGUN<sup>®</sup>**  
PERCUSSIVE MASSAGER



# TOTALGUN®

PERCUSSIVE MASSAGER



## Descripción

Dispositivo para masaje de percusión en forma de pistola, es un dispositivo de vibración recargable y portátil. Los masajes de percusión mejoran el rango de movimiento y ayuda a acelerar el calentamiento y la recuperación con 30 niveles de velocidad ajustable.

## Contenido del paquete

01 Dispositivo de masaje, 06 Cabezales de masaje, 01 Cargador, 01 maletín de transporte, 1 Manual en español.



## Especificaciones

Modelo	MG-009
Diámetro de motor	48mm
Motor	20W
Percusiones	1200 - 3300 RPM
Nivel de ruido	50dB
Velocidad	1 - 30 ajustes de velocidad
Capacidad de batería	2600 mAh
Tipo de batería	1 x recargable 16.8V/25.2V
Batería	Desmontable
Duración de batería	5 - 6 horas
Cantidad de batería	4/6
Cargador	16.8V/25.2V
Tiempo de cargador	5 - 6 h
Cabezal de masaje	6 ajustables
Almacenamiento	Colocar en su estuche en un lugar fresco y seco
Material	ABS+silicagel

## Advertencias

- No remojarlo en agua, mantener alejado de superficies calientes y mantener los puertos libres de polvo y suciedad.
- No remueva los tornillos o intente desensamblarlo.
- No usarlo por una hora sin parar, al menos otorga al dispositivo un descanso antes de volver a usarlo.
- Desconecte el cargador después de cargar y antes de su uso.
- Para uso de adultos, no usarlo si estas lesionado, primero consulta con tu médico o fisioterapeuta.

**TOTALGUN<sup>®</sup>**  
PERCUSSIVE MASSAGER

  **TOTALRECOVERY.PE**