



## **SVELTIA 2K19**

Marca  
**Sveltia**

Modelo  
**2K19**

El modelo Sveltia 2K19 es táctil y tiene todos los tratamientos pre configurados y pesa solamente 450g.

Modos de emisión: Beauty, Sport, Sport Painless.

Programas: Si, por tamaño de agujas, por afecciones, modo Free (avanzado).

Alimentación: Cargador Clase II Entrada: AC100-240Vca - Salida: 12Vcc.

Batería tipo: Li-Ion.

Permisos: ANMAT - CE - Ministerio de Salud, Gobierno de Costa Rica. - Norma IEC60601.1

Aplicador: Mango sin controles, cable intercambiable.