

LASERTERAPIA

LASER-VIP JR



Descripción

La emisión de láser infrarrojo con un diodo de arseniuro de galio (As.Ga.) permite gran eficacia en diversas aplicaciones, especialmente en tratamientos que requieren aportes energéticos localizados.

Indicaciones

- Tratamientos de neuralgias; lesiones traumáticas y reumáticas; artrosis, artritis y várices.
- Tratamientos de acupuntura y auriculoterapia.
- Tratamientos dermatológicos como quemaduras y cicatrización de heridas quirúrgicas.

Especificaciones

Alimentación	220 v 50 Hz
Consumo	5 Watt
Frecuencia de repetición de pulso	5000 Hz
Potencia	27 Watt (Ppm)
Emisor láser	Diodo de As Ga longitud de onda 904nm
Detector acústico de emisión láser	
Habilitación de emisión por tacto en el puntal	
Timer	secuencial ajustable desde 10 a 60 segundos con alarma
Ancho	19cm
Altura	8cm
Profundidad	14cm
Peso	1,25kg

