

# Dispositivo LÁSER PORTÁTIL



## Descripción

Equipo láser portátil de baja intensidad. Su energía produce calor y efectos físico químicos en el cuerpo. El haz de luz láser posee las características de direccionalidad, concentración de la energía y gran potencia de penetración de la luz en el tejido. Indicado para el tratamiento del dolor, espasmos musculares, dolor articular, patologías músculo esqueléticas, tendinosas y de la piel.

## Características

- Diseño ligero y portátil
- Equipo recargable que ofrece hasta 4 horas de tratamiento continuo
- Fácil programación
- Tratamiento no invasivo

## Especificaciones Técnicas

- Peso: 0.5 kg
- Dimensiones: 126 × 43 mm
- Tipo de láser: colimado
- Longitud de onda: 650nm a 810nm
- Modo de trabajo: continuo y pulsado
- Duración de la batería en uso: 4 a 5 hrs
- Potencia total 260mW:
- 12 diodos rojos con potencia de 5 mW cada uno (2.4 W en total)
- 1 diodo infrarrojo con potencia de 200 mW

## Garantía

6 Meses

