

# Equipo de Magnetoterapia

## MAG 2000 PLUS - ITECH MEDICAL



### Complemento Adicional



Túnel I-TECH

## Descripción

El MAG 2000 representa la nueva línea de productos para magnetoterapia diseñados y realizados por el departamento de itech medical.

Está dotado con 20 programas pre configurados por el nombre de las patologías más comunes, 14 programas identificados por la frecuencia de trabajo (de 1 a 100 hercios) y un programa autoscan con variación continua de frecuencia para el tratamiento de tejidos blandos y tejidos duros en la misma sesión de terapia.

Permite programar libremente la intensidad del campo magnético en todos los programas, con valores máximos de hasta 300 Gauss sobre las dos salidas (150 Gauss por salida), en los programas con frecuencia de trabajo de 1 a 100 Hercios.

## Programas almacenados

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Osteoporosis        | 11. Contusiones intercostales |
| 2. Artrosis            | 12. Lumbalgia                 |
| 3. Artritis            | 13. Dolor lumbosacro          |
| 4. Artrosis cervical   | 14. Artrosis del hombro       |
| 5. Dolor articular     | 15. Artrosis de rodilla       |
| 6. Dolor de Cervicales | 16. Periartritis del húmero   |
| 7. Esguince            | 17. Coxartrosis               |
| 8. Fractura            | 18. Atrofia muscular          |
| 9. Epicondilitis       | 19. Contractura muscular      |
| 10. Epitroclea         | 20. Contractura               |

## Características

- Capacidad de 150 Gauss por salida
- Faja Elástica terapéutica
- Alimentador 100-230 AC—15 vdc
- Detector de campos magnéticos
- Bolsa para el transporte
- Dimensiones: 180 x 110 x 50 mm



# Equipo de Magnetoterapia

**MAG 2000 PLUS - ITECH MEDICAL**

