

Tecarterapia

# SMART TECAR



## Detalles del Producto

Mangos de 80 mm  
permite una mejor flexibilidad en la operación y un mejor efecto de fisioterapia

Mango RET y CET  
CET

La técnica funciona en tejidos que contienen un alto contenido de electrolitos, como los músculos y los tejidos blandos.

RET

La técnica trabaja en tejidos con mayor resistencia como huesos, tendones y articulaciones.

Almohadilla de retorno

Ayuda a conectar la máquina y las áreas tratadas

Cabezas de trabajo

Puntas opcionales de 20/40/60 mm CET y RET para diferentes partes



## Descripción

El término T.E.C.A.R. significa transferencia de energía capacitiva y resistiva. La transferencia de energía (TE) funciona mediante la generación de una corriente de alta frecuencia suministrada por un electrodo de CET o RET (coche).

Esta corriente no invasiva estimula los mecanismos de reparación naturales del cuerpo, favoreciendo el intercambio celular. En combinación con el enfoque manual del fotógrafo, ofrece excelentes resultados de rehabilitación gracias a la rápida recuperación de las funciones musculares y articulares. Es un auténtico bioacelerador fisiológico.

## Efectos y Beneficios

- Reduce el tiempo de recuperación acelerando los mecanismos curativos naturales del cuerpo.
- Evita los efectos secundarios de algunos medicamentos, como antiinflamatorios y analgésicos.

## Accesorios

Mangos de 80 mm

Mango RET y CET

Almohadilla de retorno

Cabezas de trabajo

## Garantía

12 Meses