

# Equipo TENS

## TWIN STIM PLUS 3RD EDITION



### Descripción

Twin Stim Plus 3 Edition es un dispositivo de cuatro (4) canales que combina TENS, EMS, IF (interferencial) y RUSA en una sola unidad portátil. Con controles de intensidad separados para cada canal y parámetros totalmente ajustables. Además, con cuatro canales, el usuario tiene la capacidad de tratar áreas grandes (espalda entera) o sitios de tratamiento múltiple al mismo tiempo. Otras características incluyen tiempo de rampa ajustable, gran pantalla LCD, dos temporizadores de tratamiento y medidor de cumplimiento del paciente para almacenar registros de operación.

Es un dispositivo portátil fácil de operar para el manejo del dolor

### Incluye

- Unidad TWIN STIM PLUS 3 EDITION
- 8 electrodos autoadhesivos 4cm x 4cm
- 4 cables tens tipo aguja 115cm largo aprox.
- 4 pilas AA (no recargables)
- 1 enchufe AC
- Manual de Instrucciones
- Maleta de transporte

### Garantía

6 Meses

### Características

- Digital
- Onda bifásica pulso cuadrado
- 5 modos TENS: burst, normal, modulado, SD1 y SD2
- 3 modos EMS: constante, sincrónico y alternado
- 3 modos IF: normal, modulado 1 y modulado 2
- 3 modos RUSA: normal, modulado 1 y modulado 2
- 4 canales independientes
- 2 temporizadores de 1 – 60 minutos y continuo
- Frecuencia:
- TENS/EMS: 2 – 150 Hz
- IF: 4000 – 4150 Hz
- RUSA: fija 2500 Hz; burst: 20 – 80 Hz
- Ancho de pulso: 50 – 300  $\mu$ s
- Rampa: 1 – 8 segundos