

Electroterapia

E-WAVES 4

MORALES ELECTROMEDICINA



Detalles del Producto

Alto | 14,5 cm.
Ancho | 21,5 cm.
Profundidad | 20 cm.
Peso | 1,6 kg.
Ondas Australianas | Si
Ondas Cuadradas | Si
Ondas Exponenciales | Si
Ondas Farádicas | Si
Ondas Interferenciales | Si
Ondas Rusas | Si
Ondas Tens | Si
Ondas Triangulares | Si

Garantía

12 Meses

Descripción

Equipo multionda personalizable de 4 canales y comando único.

E-WAVES 4 cuenta con las siguientes formas de ondas:

- Rusas (1:1,2:1,4:1).
- Interferencial bipolar.
- Tens: Convencional, Acupuntura, Asimétricas, simétricas, moduladas, Burst.
- Cuadrada.
- Triangular.
- Exponencial.
- Australiana.
- Ondas Faradica EM

Efectos y Beneficios

- Atrofias musculares (yeso, larga permanencia en cama, postquirúrgico, etc.).
- Potenciación muscular.
- Relajación muscular.
- Efecto vasomotor.
- Hipotonías musculares.
- Reeducción de la coordinación neuromuscular.
- Efecto reductor.
- Flaccidez y modelación de contornos corporales.
- Levantamiento e hipertrofia de glúteos.

Accesorios

4 cables bipolares
8 bandas elásticas
8 electrodos de 95mm