

Paraffin Warmer

Calentador de Parafina



Descripción

Recipiente para baños de terapia de parafina y parafango . Diseño elíptico con esquinas redondeadas para mayor comodidad del paciente. Mantiene el calor en el interior, mientras que la superficie exterior permanece fría.

- Con termostato que regula la temperatura.
- Fácil de limpiar



Precauciones

1. Pruebe siempre la parafina caliente en la parte interior de la muñeca para verificar su temperatura.
2. El nivel de parafina siempre debe estar situado entre las marcas "Min" y "Max" de la cubeta.
3. No caliente la parafina en las bolsas de plástico.
4. No utilice el aparato sin parafina.
5. No vacíe el aparato con la parafina líquida.
6. No vierta agua en la cubeta, ni sumerja el aparato en agua.
7. No añada ningún aditivo, loción o cera a la parafina.
8. No utilice el aparato si la persona a tratar tiene problemas de irritación en la piel, arrugas o cortes.

Especificaciones

Modelo	Paraffin Warmer
Capacidad	2.7 kg
Temperatura	50 - 65 °C
Dimensiones	39x24x19 cm
Peso	2,06 kg
Potencia (voltaje)	150 W.