

Feminine HIFU

HIFU Feminine

Cabezal:

- Tipo inteligente con actuador mecánico lineal y servo-mecanismo localizador.

Transductores (cartuchos):

- Dos diferentes con profundidades de foco de 3mm, y 4.5 mm respectivamente. Memoria y mecanismo de enfoque incluidos. Vida útil 10.000 disparos por cartucho.

Tipo Pantalla:

- Display LCD 8 pulgadas color.

Software: Hifu Sveltia.

Alimentación:

220/120 voltios. 50/60 Hertz

Fusibles:

1,5 A (250 V) Tipo Slow Blow

Consumo:

- Stand by 35 VA. Durante la emisión 40 VA máx.

Medidas: 310 x 350 x 380 mm (sin portacabezal)

Peso:

3.2 kg

Normas: IEC - 60601.1 - Clase I, tipo BF

Grado de protección contra la penetración de líquidos:

IPX0

Condiciones ambientales de uso:

10 a 40 °C; 30 a 75 %; 700 a 1060 hPa

Condiciones de transporte y almacenamiento:

-40 a 70 °C; 10 a 90 % HR; 500 a 1060 hPa