

# TRANER ROLLACTIVE

## **Cantidad de cabezales: 2**

- Cabezal de Radiofrecuencia Multipolar Facial 30 mm
- Cabezal de Radiofrecuencia Multipolar Corporal Rotativo 70 mm

**Dimensiones:** 310 x 380 x 370 mm (alto x ancho x prof.)

**Peso:** 5 kg

**Alimentación:** 220V 60Hz - 120V 60Hz

**Potencia:** 100VA

**Normas de seguridad eléctrica:**

IEC - 60601 - Clase I - Tipo BF

**Grado de protección contra la penetración de líquidos:** IPX0

**Pantalla:** Display Táctil a color de 8"

**Software:** Sveltia

## **Condiciones ambientales de uso:**

- Temperatura ambiente: 10°C a 40°C
- Humedad relativa: 30% a 75%
- Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

## **Condiciones de transporte y almacenamiento:**

- Temperatura ambiente: -40°C a 70°C
- Humedad relativa: 10% a 90 % HR
- Presión atmosférica: 500 hPa a 1060 hPa

