


| | |
|---|--|
| Tensión de alimentación | 220V 50 Hz(120 V 50Hz) |
| Consumo | 15 watts |
| Gabinete | Totalmente plástico de alta resistencia |
| Peso | 0,15 Kg |
| Número de canales | Dos |
| Electrodos | Cuatro, en silicona conductora biocompatible |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
| Condiciones de transporte | Apilable hasta cinco bultos |
| Normas | IEC 60601.1 equipo clase I, tipo BF |
| Grado de protección contra la penetración de líquidos | IPX0 |
| Modo de operación | Apto para funcionamiento continuo |
| Medidas |  <p>103 162 73</p> |
| Condiciones de transporte y almacenaje | Temperatura: entre 0 °C y 40 °C |
| | Humedad: entre 10 a 90% (HR sin condensación) |
| | Presión atmosférica: 500hPa hasta 1060 hPa |