


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gabinete	ABS inyectado apto para uso hospitalario o consultorio.
Pantalla	Táctil 7"
Electrodos	4
Mango	1
Temporización	0 a 60 minutos
Placa retorno	1
Potencia de salida	90W rms
Fusibles	2x tipo Slow Blow de 500mA (220V) - 1A(120V)
Frecuencia de salida	500kHz
Alimentación	220 V (50Hz - 60Hz) 120 V (50Hz - 60Hz)
Consumo	110W
Temperatura de funcionamiento	De 15°C a 30°C
Humedad de funcionamiento	20 a 80% (HR sin condensación).
Normas	IEC 60601.1 clase I, tipo BF
Grado de protección contra la penetración de líquidos	IPXO.
Peso	6,6 kg. (embalado)
Medidas en milímetros	según figura.



CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE

- Temperatura: entre -10°C y 70°C.
- Humedad: entre 10 a 80 % (HR sin condensación).
- Presión atmosférica: 500hPa hasta 1060hPa.