

GENESY 600

ELECTROTERRAPIA 4 CANALES | 149 PROGRAMAS

PRODUCTO PROFESIONAL DE CUATRO CANALES PARA USUARIOS EXIGENTES Y PROFESIONALES DE LA REHABILITACIÓN.

53 DEPORTE | 29 FITNESS | 20 DOLOR | 12 MICROCORRIENTES | 12 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 11 REHAB | 7 ACTION NOW | 3 DENERVADO | 1 INCONTINENCIA | 1 IONOFRESIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Tamaño de área visible 2,6"

Canales

4 independientes (8 electrodos)

Frecuencia

0,3-150 Hz *

Amplitud de impulso

40-450 µs *

Potencia

0-120 mA por canal

Alimentación

Rechargeable batteries

Tamaño

100x160x35 mm


Peso

450 gr

* De acuerdo al tipo de corriente

DOTACIÓN

- 1 Bolso
- 1 Estimulador GENESY 600
- 4 Cables para la conexión a los electrodos
- 2 Cables para microcorriente e ionoforesis
- 4 Electrodo autoadhesivos cuadrados
- 4 Electrodo autoadhesivos rectangulares
- 1 Cargador de batería
- 1 Manual operativo



CE
0476



TENS



EMS



IONO



3S



ACTION NOW



RUN TIME



LAST 10



FUNCIÓN FAVORITOS



MULTI USER



PROGRAMABLE



STIM LOCK



FUNCIÓN 2+2



MY TRAINER



AUTO STIM



SYNCRO STIM



WORK TIME



BATERÍA RECARGABLE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

GENESY 600

ELECTROTERAPIA 4 CANALES | 149 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

Rev. Es_05_2022

REHAB

Tobillos hinchados

Atrofia

Hemiplejía-miembros superiores

Hemiplejía-miembros inferiores

Recuperación post operación LCA

Recuperación funcional

Reeducación tobillo

Reeducación pierna

Espasmos musculares

Prevención subluxación hombro

Fortalecimiento vasto medial

Agonista/Antagonista

Pluma busca puntos

Fortalecimiento muscular

DOLOR

Tens antálgica convencional

Tens antálgica modulada

Tens antálgica baja frecuencia

Tens endorfinico

Dolores menstruales

Dolor rodilla

Dolor post operación

Dolor crónico

Dolor de espalda (síndrome escapulo humeral)

Túnel carpiano

Dolor trapecio

Tendinitis manguito rotadores

Dolor muscular

Ciática

Lumbalgia crónica

Cervicales

Bursitis-tendinitis

Fracturas óseas

Epicondilitis

Osteoartritis

IONOFORESIS

Ionoforesis

INCONTINENCIA

Incontinencia mixta

MICROCORRIENTES

Epicondilitis

Periartritis escapulo humeral

Contusión

Ciática

Lumbalgia

Dolor agudo

Dolor articular

Tortícolis

Latigazo

Esguince hombro

Esguince rodilla

Inflamación tendinosa

DENERVADO

Triangular (nivel de denervación bajo)

Trapezoidal (nivel de denervación medio)

Rectangular (nivel de denervación alto)

DEPORTE

Capilarización

Calentamiento (deportivo)

Calentamiento pre-competición

Recuperación activa

Fuerza máxima

Fuerza resistente

Fuerza explosiva

Reactividad

Recuperación post-competición

Hipertrofia

Decontracting

Hypertrophy

FITNESS

Reafirmación

Reafirmación Bio-Pulse

Modelado

Modelado Bio-Pulse

Tonificación

Aumento masa

Body sculpting

Definición

Jogging

Fitness anaeróbico

Fitness aeróbico

Prevención calambres

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista de los programas "3s" incluye 12 combinaciones de parámetros.

Los programas "3S" están caracterizados por un retraso en la activación de los canales 3 y 4 con respecto a los canales 1 y 2. La Serial Sequential Stimulation permite estimular la musculatura en cadena cinética gracias a la activación de los distritos musculares interesados en tiempos diferenciados.

ACTION NOW

La lista de los programas Action Now incluye 7 combinaciones de parámetros.

Los programas Action Now son particularmente indicados para poder asociar y sincronizar la estimulación eléctrica con una acción voluntaria.