

# PREMIUM 400

## 4 CANALES ELECTROTERAPIA | 258 PROGRAMAS

MÁS DE 250 PROGRAMAS EN LA PALMA DE LA MANO, PREMIUM 400 ES EL ELECTROESTIMULADOR IDEAL PARA EL DEPORTE Y LA CURACIÓN PROPIA DE LA BELLEZA, PARA ÉL Y PARA ELLA.

58 FITNESS | 53 DEPORTE | 44 DEPORTES ESPECIALES | 36 BELLEZA | 23 MICROCORRIENTES | 18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 12 TENS Y DOLOR | 7 ACTION NOW | 3 INCONTINENCIA | 1 IONOFORESIS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Monitor

Tamaño de área visible 2,6"

#### Canales

4 independientes (8 electrodos)

#### Frecuencia

0,3-150 Hz \*

#### Amplitud de impulso

40-450  $\mu$ s \*

#### Potencia

0-120 mA por canal

#### Alimentación

Baterías recargables

#### Tamaño

100x160x35 mm


#### Peso

450 gr

\* De acuerdo al tipo de corriente

### DOTACIÓN

- 1 Bolso
- 1 Electro-estimulador PREMIUM 400
- 4 Cables para la conexión a los electrodos
- 2 Cables para microcorriente e ionoforesis
- 4 Electrodos autoadhesivos cuadrados
- 4 Electrodos autoadhesivos rectangulares
- 1 Cargador de batería
- 1 Manual operativo



CE  
0476



TENS



MENS



IONO



3S



ACTION NOW



RUN TIME



LAST 10



FUNCIÓN FAVORITOS



MULTI USER



PROGRAMABLE



STIM LOCK



FUNCIÓN 2+2



MY TRAINER



SYNCR0 STIM



WORK TIME



BATERÍA RECARGABLE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# PREMIUM 400

## 4 CANALES ELECTROTERAPIA | 258 PROGRAMAS

### LISTA DE PROGRAMAS

#### DEPORTE

Capilarización

Calentamiento

Calentamiento pre-competición

Recuperación activa

Fuerza máxima

Fuerza resistente

Fuerza explosiva

Resistencia aeróbica

Reactividad

Recuperación post-competición

Descontracturante

Hipertrofia

#### DEPORTES ESPECIALES

Running

Esquí de fondo

Artes marciales

Tenis

Fútbol

Ciclismo

#### FITNESS

Reafirmación

Reafirmación Bio-Pulse

Modelado

Modelado Bio-Pulse

Tonificación

Aumento masa

Modelado cuerpo

Definición

Jogging

Fitness anaeróbico

Fitness aeróbico

Prevención calambres

#### BELLEZA

Drenaje

Lipolisis

Mejora tono piel

Drenaje Bio-Pulse

Masaje tonificante

Masaje conectivo

Drenaje postparto

Lipolisis postparto

Reafirmación postparto

Reafirmación senos

Modelado senos

Brazos hinchados

Capilarización cara

Efecto Lifting

#### REHAB

Atrofia cuádriceps (con prótesis rodilla)

Recuperación post LCA

Prevención subluxación hombro

#### TENS Y DOLOR

Tens antálgico convencional

Tens antálgico modulado

Tens endorfinico

Dolor menstrual

Dolor crónico

Dolor cervical

Dolor muscular

Dolor rodilla

Periartritis escapulo-humeral

Lumbalgia crónica

Bursitis-tendinitis

Osteoartritis

#### MICROCORRIENTES

Epicondilitis

Periartritis escapulo-humeral

Restablecimiento muscular

Contusión

Edema

Úlcera piel

Ciática

Lumbalgia

Neuralgia braquial

Dolor agudo

Dolor articular

Tortícolis

Latigazo cervical

Espondilosis cervical

Distorsión hombro

Túnel carpiano

Distorsión rodilla

Osteoartritis

Distorsión tobillo

Inflamación tendón Aquiles

Inflamación tendón rotuliano

Inflamación manguito rotador

Inflamación tendón

#### INCONTINENCIA

Incontinencia mixta

Incontinencia por estrés

Incontinencia urge

#### IONOFORESIS

Ionoforesis

#### SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista de programas "3S" incluye 18 combinaciones de parámetros. Los programas "3S" se caracterizan por un retraso en la activación de los canales 3 y 4 con respecto a los canales 1 y 2. La Serial Sequential Stimulation permite estimular la musculatura en cadena gracias a los tiempos de activación diferenciados de los distintos distritos musculares afectados.

#### ACTION NOW

La lista de programas "Action Now" incluye 7 combinaciones de parámetros. Esta modalidad se incluye sobretudo dentro del ámbito deportivo o para la preparación atlética, donde se desea alcanzar la contracción muscular inducida por un estimulador con un trabajo con sobrecargas, ya sea de forma dinámica o isométrica.