

SonoEye

Tu tercer ojo en cualquier momento y en cualquier lugar






-  Es ligero
-  Es impermeable
-  Todo cerca del pulgar
-  Puede ir a cualquier lugar

SonoEye

Puede ayudar a proporcionar atención al paciente de alta calidad en cualquier lugar.

Con un diseño adaptable que va del bolsillo al teléfono móvil, aumentando la portabilidad, y haciendo posible trabajar junto con los médicos de paciente a paciente todo el tiempo, inicialmente en aplicaciones de punto de atención y términos más largos en la atención primaria.





ES ligero

Mitad de peso de un teléfono,
diseño altamente integrado,
menos volumen.

Múltiples dispositivos

SonoEye proporciona
una conexión flexible con
teléfono inteligente o
tableta inteligente.




IPX7

ES impermeable

SonoEye, es una ecografía de mano,
te da el poder de esterilizar y
limpiar libremente.

Puede ir a cualquier lugar

SonoEye, esta integrado con las mejores tecnologías de mano, puede proporcionar soluciones múltiples para un rápido diagnóstico.



Acceso vascular



Medicina de emergencia



MSK



Anestesiología



Cuidados críticos



Otros POC

Todo cerca del pulgar

- Un toque para comenzar un examen de ultrasonido.
- Presiona una tecla para terminar toda la operación.
- El flujo de trabajo simplificado le asegura usar tan fácil como su teléfono inteligente.



Ganancia



Profundidad



TGC

CHISON SonoEye ofrece una variedad de soluciones clínicas con diferentes escáneres. El diseño altamente personalizado ayuda a satisfacer todas sus necesidades.



SonoEye P1

9.0Mhz, 30mm,
Vascular, MSK, Nervio,
Piezas pequeñas, EM, etc.



SonoEye P2

7.5Mhz, 40mm,
Vascular, MSK,
Nervio, Pulmón,
Piezas pequeñas, EM, etc.



SonoEye P3

3.0Mhz, Cardíaco,
Abdomen, Pulmón,
EM, etc.



SonoEye P5

3.5Mhz, Abdomen,
Rápido, Pulmón, OB,
GYN,Urología, EM, etc.

Múltiples accesorios



Bolsa de brazo



Bolsa de cinturón



Bolsa para llevar



Maleta de transporte




Soporte



Cubierta de sonda estéril y gel


RENDIMIENTO CLÍNICO CALIFICADO




Vena basílica, modo C



Cardiaco, Modo B



Carótida, Modo PW



Modo IV, B



IVC, Modo B



Nervio Ulnar, Modo B


CHISON

Value Beyond Imaging



hasta
12 CUOTAS
SIN INTERÉS

Exclusivo con Tarjetas **BBVA**

 **Tienda en Línea**

www.hmmedical.pe

Sede
San Borja
Calle Jorge Ezeta 485, Piso 3, Javier Prado Este,

Sede
Naranjal
Av. Sol del Naranjal con Ovalo Canta Callao, San Martín de Porres

Sede
Arequipa
Av. Estados Unidos 206, Piso 3, J.L. Bustamante y Rivero