

# AMI LIFE

## ELECTROTERRAPIA 4 CANALES PARA DISFAGIA

ES UN DISPOSITIVO QUE TRATA LA DISFAGIA PROMOViendo EL TROFISMO MUSCULAR Y MEJORANDO LA SENSIBILIDAD PROPIOCEPTIVA NEUROMUSCULAR PARA REEDUCAR LOS MÚSCULOS IMPLICADOS EN LA DEGLUCIÓN. EL DISPOSITIVO ES UN SISTEMA DE ELECTROESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR (NMES) NO INVASIVO QUE ACTÚA A TRAVÉS DE ONDA CUADRADA, RESPETANDO LAS DIRECTRICES DE LAS PRINCIPALES EVIDENCIAS CIENTÍFICAS DISPONIBLES ACTUALMENTE EN LA LITERATURA. AMI LIFE ESTÁ EQUIPADO CON 3 PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN CON OBJETIVOS MOTORES, SENSORIOMOTORES Y SENSORIALES Y UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FACIAL. EL USO DEL DISPOSITIVO SOLO ESTÁ DESTINADO A MÉDICOS, PROFESIONALES DE LA SALUD AUTORIZADOS Y SUS PACIENTES.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Monitor

Tamaño de área visible 2,6"

#### Canales

4 independientes

#### Frecuencia

1-80Hz

#### Amplitud de Impulso

80-260  $\mu$ s

#### Potencia

Max. 20 mA por canal

#### Alimentación

Batería recargable

#### Tamaño


100x160x35 mm

#### Peso

450 gr







### DOTACIÓN

- 1 Bolso de transporte
- 1 Electroestimulador AMI LIFE
- 4 Cables Conexión Electrodo
- 4 Electrodo Mariposa
- 1 Cargador
- 1 Manual de Instrucciones



CE  
0476



-  NMES
-  LAST 10
-  STIM LOCK
-  MODO 2 + 2
-  FAVORITOS
-  BATERÍA RECARGABLE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# ELITE 150

ELECTROTERAPIA 4 CANALES | 150 PROGRAMAS

## LISTA DE PROGRAMAS

### DISFAGIA

Sensorial

---

Sensorial-motor

---

Motorio

### FACIAL

Estándar