

# Intensity 10

## ELECTROTERAPIA

INTENSITY™



### Descripción

Dispositivo portátil de electroterapia equipado con 10 programas de tratamiento TENS preestablecidos, clínicamente probados y analgésicos, organizados por diferentes partes del cuerpo, lo que lo convierte en uno de los dispositivos TENS más fáciles y efectivos disponibles.

- Dispositivo portátil y fácil de usar para el tratamiento del dolor.

### Especificaciones

Canal	Doble, aislado entre canales
Peso	0,28 lb (con batería)
Dimensiones	4,5" x 2,55" x 0,9"
Batería	Batería estándar de 9 voltios
Forma de onda	Onda de pulso cuadrado monofásico
Temporizador	15, 30, 60 minutos y continuo
Amplitud de pulso	Ajustable, 0~105 mA a 1000 ohm carga en cada canal, 1 mA/paso.
Ancho de pulso	De 100 a 260 microsegundos
Frecuencia de pulso	De 50 a 150 Hz

