

# Intensity 5000 Hybrid

## ELECTROTERAPIA




### Descripción

Dispositivo portátil de electroterapia híbrido (análogo y digital) que trata las lesiones musculares con impulsos eléctricos que permiten a los músculos ejercitarse pasivamente.

Combina la facilidad de las perillas tradicionales de una unidad analógica junto con la de una pantalla LED común en unidades digitales

### Especificaciones

Canal	Doble, aislado entre canales
Peso	0,28 lb (con batería)
Dimensiones	4,5" x 2,55" x 0,9"
Batería	Batería estándar de 9 voltios
Forma de onda	Onda de pulso cuadrado monofásico
Temporizador	15, 30, 60 minutos y continuo
Intensidad	0-80 mA
Ancho de pulso	30-260 $\mu$ s
Frecuencia de pulso	De 2 a 150 Hz
5 Modos de Trabajo	Burst, Normal, Modulado 1, Modulado 2 y Strength-Duration (SD)

