

Intensity IF Combo

ELECTROTERAPIA




Descripción

Dispositivo portátil de electroterapia que ofrece dos modalidades terapéuticas: Electroestimulación transcutánea de los nervios (TENS) e interferencial (IF), que se utilizan para el alivio del dolor. Los parámetros del dispositivo se controlan con los botones del panel frontal.

- El nivel de intensidad es ajustable de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Especificaciones

Canal	Doble, aislado entre canales
Peso	127 g (con batería)
Dimensiones	11,43 cm x 6,48 cm x 2,29 cm
Batería	Batería alcalina de 9 V CC -1 x 6LR61
Tolerancia	± 5% en todas las configuraciones y ± 10% de la intensidad de salida
Temporizador	Regulable, de 1 a 60 minutos o continuo.
Condiciones de funcionamiento	De 5 °C a 40 °C Con humedad relativa de 30% a 75% Presión atmosférica de 700 a 1060 hPa
Condiciones de almacenamiento	- 10 °C a 50 °C Con humedad relativa de 10% a 90%. Presión atmosférica de 700 a 1060 hPa

