

Intensity Micro Combo

ELECTROTERAPIA




Descripción

Dispositivo portátil combinado 2 en 1, que ofrece terapia de microcorriente y TENS en una sola unidad digital que puede usarse para una variedad de problemas musculoesqueléticos. Con 4 modos TENS y 3 modos de microcorriente, ofrece una estimulación muy versátil para un alivio eficaz del dolor.

Especificaciones

Canal	Doble, aislado entre canales
Peso	0,28 lb (con batería)
Dimensiones	4,5" x 2,55" x 0,9"
Batería	1 batería estándar de 9 voltios
Frecuencia de pulso	Electroestimuladores: 1 - 150 Hz Microcorriente: 0,1 - 150 H
Temporizador	Regulable, de 1 a 60 minutos o continuo.
TENS (4 modos)	Explosión (B), Normal (N) Modulación por ancho de pulso (M) Modulación de frecuencia de pulso (M1)
Microcorriente (3 modos)	Constante (N) Modulación por ancho de pulso (M) Modulación de frecuencia de pulso (M1)

