

Intensity Select Combo

ELECTROTERAPIA

INTENSITY™



Descripción

Dispositivo portátil de electroterapia que ofrece cuatro modos terapéuticos: Electroestimulación transcutánea de los nervios (TENS), Electroestimulación muscular (EMS), Interferencial (IF), y Microcorriente (MIC), que se utilizan para el alivio del dolor y la estimulación eléctrica del muscular.

Especificaciones

Canal	Doble, aislado entre canales
Peso	0.28lb (con batería)
Dimensiones	4.5 x 2.55 x 0.9 pulgadas
Batería	Batería alcalina de 9.0 V
Tolerancia	± 5% de tolerancia en todas las configuraciones y ± 10%
Temporizador	Regulable, de 1 a 60 minutos o continuo.
Condiciones de funcionamiento	De 5 °C a 40 °C Con humedad relativa de 30% a 75% Presión atmosférica de 700 a 1060 hPa
Condiciones de almacenamiento	De 10 °C a 50 °C Con humedad relativa de 10% a 90%. Presión atmosférica de 700 a 1060 hPa

