

Intensity Twin Stim III

ELECTROTERAPIA




Descripción

Dispositivo portátil de electroterapia que ofrece dos modos terapéuticos: Electroestimulación transcutánea de los nervios (TENS) y Electroestimulación muscular (EMS), que se utilizan para el alivio del dolor y la estimulación muscular eléctrica.

- Los parámetros del dispositivo se controlan con los botones del panel delantero.
- El nivel de intensidad se ajusta de acuerdo con las necesidades de los pacientes.

Especificaciones

Canal	Doble, aislado entre canales
Peso	0,28 lb (con batería)
Dimensiones	4,5" x 2,55" x 0,9"
Batería	Batería alcalina de 9.0 V CC-1x6LR61
Frecuencia de pulso	TENS: 1 - 150 Hz EMS: 1 - 150 Hz
Temporizador	Regulable, de 1 a 60 minutos o continuo.
TENS (4 modos)	Ráfaga (B), Normal (N) Modulación del ancho de pulso (M) Modulación de frecuencia de pulso (M1)
EMS (3 modos)	Sincrónico (S) Alternado (A) Retraso (D)

