

ROBOTIC GLOVE

 WWW.HMMEDICAL.PE

Para la recuperación motriz
de la mano.



ROBOTIC GLOVE

Mano
Izquierda
Talla S, M y L

Este guante robótico para la rehabilitación de la función manual combina neurociencia y tecnología robótica flexible,

Para las personas
que necesitan
rehabilitar sus
manos y dedos.

Mano
Derecha
Talla S, M y L

- ✓ Artritis
- ✓ Hemiplejía
- ✓ Parálisis cerebral
- ✓ Paciente con lesión nerviosa
- ✓ Infarto cerebral
- ✓ Hemorragia cerebral

A través del entrenamiento de la mano, promueve la recuperación de la flexibilidad de la mano del usuario.



Especificaciones técnicas

Presión positiva
≥ 150kpa

Presión negativa
≤ -80kpa

Flujo de gas
≥ 5L/Min

Tamaño del host
170 mm x 140 mm x 80 mm

Peso
1080 gr

Correa de mano (Batería)
3.7 V, 250 mAh

Correa de mano (Voltaje)
5 V

Host (Batería)
11.1 V, 2600 mAh


Voltaje nominal
13.5 V

Corriente nominal
2 A

Tiempo de trabajo
20 minutos

Los dedos se pueden entrenar secuencialmente mediante una simple operación.

Recrea escenas de la vida cotidiana



Composición

La composición principal del producto son:

1. Robotic glove (Derecho o izquierdo)
2. Correa de mano
3. Host

Host

Modo automático, espejo y suave

Visualización de energía de 5 barras

Visualización del tiempo (**máx. 20 min**)

Visualización de nivel de intensidad

Configuración del guante

Correa de mano espejo

En el modo espejo, presiona el botón de imagen en espejo dentro de la correa con un dedo, y la otra mano con guante lo sujetará firmemente al mismo tiempo. Suelta el botón, y la mano se extenderá al mismo tiempo.

El diseño:

El producto es estético y de alta calidad, utilizando ABS, caucho PE, PC transparente y otros materiales.



Encuétranos

📍 **San Borja**
Calle Jorge Ezeta 485 Int. 301

📍 **San Martín de Porres**
Av. Sol de Naranjal MZ B Lt 02 SMP

📍 **Arequipa**
Av Estados Unidos 206 3er Piso,
Bustamante y Rivero

Visita nuestra página web

🌐 WWW.HMMEDICAL.PE

EXCLUSIVO POR: