

**ELECTROESTIMULADOR DIGITAL  
4 CANALES**

Ondas: RUSAS + CUADRADAS + TENS

El electroestimulador digital más completo e innovador, todos los valores se visualizan en pantalla en tiempo real.



Es el equipo más sencillo de manejar, pero sin disminuir en absoluto su eficacia terapéutica.

- Ondas RUSAS, CUADRADAS y TENS.
- 17 programas predeterminados de rápido acceso.
- 20 zonas programables.

La posibilidad de seleccionar los programas, las ondas y la zona de aplicación de manera sencilla hace de este equipo un instrumento poderoso para obtener los mejores resultados en menor tiempo, apto tanto para uso profesional como particular.

**Aplicaciones:**

- Flaccidez
- Reducción
- Tonificación,
- Rehabilitación
- Musculación
- Drenaje
- Celulitis
- Modelación



JAZZ es un equipo de altas prestaciones, totalmente digital. Su diseño electrónico de última generación le permite efectuar tratamientos en forma continua, sin disminución de sus prestaciones, seguro y de gran eficacia terapéutica.



**Equipo:** Electroestimulador Muscular

**Marca:** SVELTIA

**Modelo:** JAZZ

**Tipos de onda:**

- Ondas Cuadradas Bipolar
- Ondas Rusas
- Ondas TENS

**Programas:** 17 (diecisiete)

**Accesorios:**

- Electrodo Ø 60 mm (goma sintética conductora biocompatible). 8 unidades.
- Banda elástica de fijación de electrodos con velcro. 5 unidades.
- Cable de salida. 4 unidades.
- Electrodo facial tipo bipolar. 1 unidad.

**Alimentación:** 220 V / 50 Hz (120 V / 60 Hz)

**Fusible:** 250 mA (220 V) ó 315 mA (120 V) Tipo Slow Blow

**Consumo:** 15 VA

**Peso:** 1.4 Kg

**Medidas:** 185 x 220 x 134 mm

**Normas de seguridad eléctrica:** IEC – 60601.1 – Clase II – Tipo BF


**Grado de protección contra la penetración de líquidos:** IPX0

**Condiciones de transporte y almacenaje:**

- Temperatura ambiente: -40 °C a 70 °C
- Humedad relativa: 10 % a 100 % (incluyendo condensación)
- Presión atmosférica: 50 KPa a 106 KPa

**Condiciones de funcionamiento:**

- Temperatura ambiente: 10 °C a 40 °C
- Humedad relativa: 30 % a 75 %
- Presión atmosférica: 70 KPa a 106 KPa



Bv. Los Calabreses 4204  
Córdoba Capital, Argentina  
X5022EXO

+54 351 475 1785 / 486 4083

sveltia@sveltia.com  
www.sveltia.com

Sveltia y Jazz son marcas registradas de CorMedic S.A.

CorMedic S.A. tiene el derecho de cambiar y modificar cualquier especificación sin anunciar o sin la obligación de poner al día las unidades existentes.

sveltia