

GENESY 3000

ELECTROTERAPIA 4 CANALES | 423 PROGRAMAS

PRODUCTO PROFESIONAL TOP DE GAMA DE CUATRO CANALES USADO EN EL SECTOR DE LA REHABILITACIÓN, UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PATOLOGÍAS MÁS COMUNES DEL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

236 MENÚ ELECTROTERAPIA (EMS/RUSSE) | 53 DEPORTE | 33 DOLOR | 29 FITNESS | 23 MICROCORRIENTES
16 BELLEZA | 11 REHAB | 9 DENERVADO | 9 INTERFERENCIALES | 3 INCONTINENCIA | 1 IONOFORESIS

TECHNICAL FEATURES

Monitor

Tamaño de área visible 2,6"

Canales

4 independientes (8 electrodos)

Frecuencia

0,3-150 Hz *

Amplitud de impulso

40-450 μ s *

Potencia

0-120 mA por canal

Alimentación

- Red
- A batería recargable

Tamaño

170x220x60 mm


Peso

1,120 Kg


* De acuerdo al tipo de corriente

DOTACIÓN

- 1 Bolso
- 1 Estimulador GENESY 3000
- 4 Cables para la conexión a los electrodos
- 2 Cables para microcorriente e ionoforesis
- 4 Electrodos autoadhesivos cuadrados
- 4 Electrodos autoadhesivos rectangulares
- 2 Electrodos para ionoforesis + 2 bandas elásticas
- 1 Alimentador
- 1 Manual operativo



CE
0476



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

GENESY 3000

ELECTROTERAPIA 4 CANALES | 423 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

Rev. Es_05_2022

REHAB

Tobillos hinchados

Atrofia

Hemiplejía-miembros superiores

Hemiplejía-miembros inferiores

Recuperación post operación LCA

Recuperación funcional

Reeducación tobillo

Reeducación pierna

Espasmos musculares

Prevención subluxación hombro

Fortalecimiento vasto medial

Agonista/Antagonista

Pluma busca puntos

Fortalecimiento muscular

DOLOR

Tens antálgica convencional

Tens antálgica modulada

Tens antálgica baja frecuencia

Tens endorfinico

Dolores menstruales

Dolor rodilla

Dolor post operación

Dolor crónico

Dolor de hombro (síndrome escapulo humeral)

Túnel carpiano

Dolor trapecio

Osteoartritis

Osteoartritis rodilla

Inflamación manguito rotador

Dolor muscular

Compresión del nervio

Dolor columna por compresión

Osteoartritis columna

Osteoporosis columna

Osteoartritis cadera

Osteoartritis tobillo

Dolor por lesión músculo tendinosa

Dolor post-quirúrgico

Ciática

Lumbalgia crónica

Dolor cervical

Dolor agudo (post hernia inguinal)

Bursitis-tendinitis

Muscle injuries

Fracturas óseas

Latigazo cervical

Epicondilitis

Tens antálgico modulado

Dolor menstrual

Tens antálgico convencional

IONOFORESIS

Ionoforesis

INCONTINENCIA

Incontinencia mixta

Incontinencia por estrés

Incontinencia URGE

MICROCORRIENTES

Epicondilitis

Periartritis escapulo humeral

Recuperación muscular

Contusión

Edema

Úlcera piel

Ciática

Lumbalgia

Neuralgia braquial

Dolor agudo

Dolor articular

Tortícolis

Latigazo

Espondilosis cervical

Esguince hombro

Túnel carpiano

Esguince rodilla

Osteoartritis rodilla

Esguince tobillo

Inflamación tendón de Aquiles

Inflamación tendón rotuliano

Inflamac. manguito de rotadores

Inflamación tendinosa

DENERVADO

Triangular 1

Triangular 2

Triangular 3

Trapezoidal 1

Trapezoidal 2

Trapezoidal 3

Rectangular 1

Rectangular 2

Rectangular 3

ELECTROTERAPIA

La lista de programas Electroterapia incluye 192 combinaciones de parámetros EMS y 44 Rusas (KOTZ)

INTERFERENCIALES

Osteoartritis rodilla

Lumbalgia aguda

Dolor cervical

Lumbalgia crónica

Hombro congelado

Dolor post-quirúrgico rodilla

Dolore por fracturas vertebrales

Edema post-quirúrgico rodilla

Fibromialgia

DEPORTE

Capilarización

Calentamiento

Calentamiento pre-competición

Recuperación activa

Fuerza máxima

Fuerza resistencia

Fuerza explosiva

Resistencia aeróbica

Reactividad

Recuperación post-competición

Descontracturante

Hipertrofia

FITNESS

Reafirmación

Reafirmación Bio-Pulse

Modelado

Modelado Bio-Pulse

Tonificación

Aumento masa

Body sculpting

Definición

Jogging

Fitness anaeróbico

Fitness aeróbico

Prevención calambres

BELLEZZA

Drenaje

Lipólisis

Masaje tonificante

Mejora tono piel

Masaje conectivo

Drenaje post-parto

Lipólisis post-parto

Reafirmación post-parto