

MAGNUM 3500 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESIONAL | 70 PROGRAMAS

EL ÚNICO DISPOSITIVO PARA MAGNETOTERAPIA GLOBSU DE CUATRO CANALES, QUE PERMITE TRATAR VARIAS PARTES DEL CUERPO AL MISMO TIEMPO O BIEN DOS SUJETOS DIFERENTES. MAGNUM 3500 PRO VIENE EQUIPADO CON UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS, ÚTILES PARA LAS NECESIDADES DE CADA TRATAMIENTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla
Dimensión área visible 2.6"
Canales
4
Intensidad amitable con difusores flexibles
- 200 Gauss de media por canal - 800 Gauss de media totales (4 canales)
Frecuencia
5-200 Hz
Duty Cycle
5-50%
Programación libre
Posibilidad de inrodicir hasta 10 programas personalizados
Funcion 2+2
Posibilidad de realizar 2 programas diferentes simultáneamente, utilizando 2 canales cada uno
Alimentación
- Red - A batería recargable (no incluido)
Tamaño Peso
170x220x60 mm 820 gr




CE
0476



DOTACIÓN ESTÁNDAR

Código G5434
· 1 Maletín
· 1 Unidad de magnetoterapia MAGNUM 3500 PRO
· 2 Solenoides "Flexibiles", 330x110 mm
· 2 Solenoides "Pocket Pro", 155x95 mm
· 1 Esterilla "Soft 4", 250x250 mm
· 4 Bandas elásticas con velcro 800x80 mm
· 1 Magnum Test
· 1 Cargador
· 1 Manual de uso



EASY PROGRAM EASY PROGRAM

PRO PROGRAMABLE

2+2 FUNCIÓN 2+2

RENT OPCIÓN ALQUILER

Last 10 LAST 10

STATION TIME RUN TIME AJUSTE PARÁMETROS

MULTI USER MULTI USER

ALIMENTACIÓN CON REED ELÉCTRICA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM 3500 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESIONAL | 70 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

Rev. Es_03_2024

ARTROSIS/ARTRITIS

Artrosis rodilla

Artrosis cervical

Artritis

Artrosis

Artrosis mano

Artrosis cadera

Artrosis hombro

Artrosis columna

DOLOR

Algodistrofia - Enf. de Sudeck

Dolor de espalda

Dolores articulares

INFLAMACIONES

Antiinflamatorio

Tendinitis

Epicondilitis

Epitrocleititis

Túnel carpiano

Tendinitis hombro

ORTOPEDIA

Post cirugía LCA

Lesión cartílago

Protesis rodilla

Protesis cadera

Fusión espinal

Osteotomía

PATOLOGÍA ÓSEAS

Fracturas

Fractura escafoides

Fractura muñeca

Fracturas hombro

Fractura clavícula

Fractura antebrazo

Fractura pelvis

Fractura tibia

Fractura fémur

Retraso consolidación fracturas

Fractura con yeso

Osteonecrosis

Osteoporosis

Pseudoartrosis

Edemas óseos

TRAUMAS / EDEMAS / HERIDAS

Distorsión tobillo

Edemas-contusiones

Úlceras

PROGRAMAS NOCTURNOS

Programa nocturno 15 Hz

Programa nocturno 50 Hz

Programa nocturno 75 Hz

PROGRAMAS PREDEFINIDOS CON DIFERENTES FRECUENCIAS

Programa multifrecuencia

Programa 5 Hz

Programa 10 Hz

Programa 15 Hz

Programa 20 Hz

Programa 25 Hz

Programa 30 Hz

Programa 35 Hz

Programa 40 Hz

Programa 45 Hz

Programa 50 Hz

Programa 55 Hz

Programa 60 Hz

Programa 65 Hz

Programa 70 Hz

Programa 75 Hz

Programa 80 Hz

Programa 85 Hz

Programa 90 Hz

Programa 95 Hz

Programa 100 Hz

Programa 120 Hz

Programa 140 Hz

Programa 160 Hz

Programa 180 Hz

Programa 200 Hz