

# PHYSIOLASER 1000

## TERAPIA LÁSER

PHYSIOLASER 1000 ES UN PRODUCTO DE LA LÍNEA PROFESIONAL. POTENTE Y PORTÁTIL, EL APARATO ESTÁ INDICADO PARA ACELERAR LA RECUPERACIÓN DE LOS TEJIDOS INFLAMADOS, REGENERAR LAS CÉLULAS Y MEJORAR LA MICROCIRCULACIÓN.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

#### Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

#### Potencia máxima

1 W  $\pm$ 20%

#### Configurado longitud de onda

808 nm

#### Emisión

Pulsada y continua

#### Dimensiones área objetivo

Óptica de 11 mm

#### Frecuencia

Hasta 10000 Hz

#### Alimentación


Red y batería recargable

#### Tamaño y peso

100x160x35 mm - 450 gr

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín
- 1 Dispositivo PHYSIOLASER 1000
- 1 Manípulo láser de 808 nm con óptica de 11 mm
- 2 Gafas de protección (paciente y operador)
- 1 Botón de emergencia
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



CE  
0476



FAVORITOS



PROGRAMABLE



PAQUETE DE BATERÍA



ALIMENTACIÓN CON  
RED ELÉCTRICA

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# PHYSIOLASER 1000

## TERAPIA LÁSER

### ELENCO PROGRAMMI

#### SALUD - REHAB

Artrosis

---

Distorsión tobillo

---

Dolor rodilla

---

Edema esguince de tobillo

---

Meniscopatía

---

Osteoartritis Rodilla

---

Tendinitis aquiles

---

Dolor de dedos

---

Dolor miofascial hombro

---

Dolor articular hombro

---

Epicondilitis

---

Hombro congelado

---

Túnel carpiano

---

Dolor crónico dolor de espalda

---

Dolor de espalda agudo

---

Dolor de espalda con radiculopatías

---

Dolor de cuello

---

Dolor de cuello con radiculopatías

---

Dolor miofascial cuello

---

Osteoartritis cuello

---

Dolor temporomandibular

---

Tendinopatías

---

Heridas

#### ESTÉTICA - FITNESS

##### ESTÉTICA CARA

Arrugas

---

Acné

---

Piel deshidratada

---

Rejuvenecimiento piel

---

Skin - lifting facial

---

Arrugas de expresión

---

Arrugas de cuello

---

Rojeces

---

Teleangectasie

##### ESTÉTICA CUERPO

Estrías pecho

---

Celulitis edematosa en muslos, caderas y glúteos

---

Celulitis fibrosa en muslos, caderas y glúteos

---

Grasa y celulitis difusa

---

Estrías

---

Depilación

---

Cicatrices

---

Estasis linfática localizada