

PHYSIOLASER 12.0

TERAPIA LÁSER

PHYSIOLASER 12.0 ES EL DISPOSITIVO DE TERAPIA LÁSER MÁS MANEJABLE Y POTENTE DE LA LÍNEA GLOBUS. LA AMPLIA BIBLIOTECA DE PROGRAMAS PERMITE AL PROFESIONAL TRATAR CUALQUIER TRASTORNO MUSCULOESQUELÉTICO Y ALGUNOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON HERIDAS Y ÚLCERAS DE LA PIEL. SIN DUDA UNO DE LOS DISPOSITIVOS CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO DE TODA LA GAMA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

Potencia máxima

12 W \pm 20%

Configurado longitud de onda

808 nm

980 nm y 1064 nm (opcionales)

Emisión

Pulsada y continua

Dimensiones área objetivo

Óptica de 11 mm

Óptica de 22 mm

Frecuencia

Hasta 10000 Hz

Alimentación


Red y batería recargable

Tamaño y peso

100x160x35 mm - 450 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín
- 1 Dispositivo PHYSIOLASER 12.0
- 1 Manípulo láser de 808 nm con ópticas de 11 mm y 22 mm
- 2 Gafas de protección (paciente y operador)
- 1 Botón de emergencia
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



OPCIONES DE COMPRA

- Cod. G5995 Manípulo HP 980 nm
- Cod. G5996 Manípulo 1064 nm potencia 3 W



FAVORITOS



PROGRAMABLE



PAQUETE DE BATERÍA



ALIMENTACIÓN CON RED ELÉCTRICA

PHYSIOLASER 12.0

TERAPIA LÁSER

LISTA DE PROGRAMAS MÉDICOS

PROGRAMAS DE LONGITUD DE ONDA DE 808 nm

MUSCOLO SCHELETRICO

GENÉRICO

Artrosis
Artritis reumatoide
Lesiones musculares
Contractura muscular
Descontracturante
Fibromialgia
Radiculopatías
Tendinopatías
Neuralgia
Neuralgia posherpética
Enfermedad de Sudeck
Bursitis
Edema

BRAZO - MANO

Artrosis
Artritis reumatoide
Enfermedad de Raynaud
Dolor dedos
Epicondilitis
Túnel carpiano
Fracturas de muñeca
Dolor de muñeca
Tendinitis
Edema
Fractura radio

RODILLA

Artrosis
Artritis reumatoide
Dolor agudo
Dolor crónico
Meniscopatía
Bursitis
Patelofemoral
Edema
Lesión del ligamento
Gonalgia
Distorsión
Condromalacia
Condropatía
Tendinitis fémur-rótula

PIE - TOBILLO

Artrosis
Artritis reumatoide
Metatarsalgia
Dolor de tobillo
Fascitis plantar
Tend. del Aquiles
Distorsión
Edema
Talalgia

ESPALDA

Artrosis vertebral
Dolor agudo
Lumbalgia
Dolor miofascial
Radiculopatías
Artritis reumatoide

HOMBRO

Dolor miofascial
Artrosis
Capsulitis adhesiva
Bursitis
Conflicto subacromial
Tendinitis
Luxaciones
Lesiones en tendones
Artritis reumatoide
Edema

CABEZA - CUELLO

Artrosis
Radiculopatías
Dolor miofascial
Dolor cervical crónico
Dolor temporomandibular
Artritis reumatoide
Neuralgia del trigémino
Hernia cervical

DERMATOLOGÍA

Úlceras
Cicatrización_úlceras
Heridas

PROGRAMAS DE LONGITUD DE ONDA DE 980 nm

Antálgico
Dolor cervical
Dolor lumbar
Bursitis
Quiste de Baker
Cruralgia
Síndrome de De Quervain
Distorsiones
Contusiones
Dolor agudo
Dolor crónico
Edemas
Hematomas
Hematomas extensos
Epicondilitis
Epitrocleititis
Hernia de disco
Fibromialgia
Inflamaciones
Lesiones ligamentos
Lesiones musculares
Meniscopatía
Sinovitis
Desgarros musculares
Tendinopatía
Túnel carpiano