

PHYSIOLASER 2.0

TERAPIA LÁSER

DISPOSITIVO LIGERO Y PORTÁTIL, EQUIPADO CON TODOS LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PARA TRATAR PATOLOGÍAS CRÓNICAS Y AGUDAS QUE AFECTAN AL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2,6", retroilumi

Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

Potencia máxima

2 W \pm 20%

Configurado para la longitud de onda

808 nm

Emisión

Pulsada y continua

Dimensiones del área objetivo

Óptica de 11 mm

Frecuencia

Hasta 10000 Hz

Alimentación


Red y batería recargable

Tamaño y peso

100x160x35 mm - 450 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín
- 1 Dispositivo PHYSIOLASER 2.0
- 1 Manípulo láser de 808 nm con óptica de 11 mm
- 2 Gafas de protección (paciente y operador)
- 1 Botón de emergencia
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



CE
0476



FAVORITOS



PROGRAMABLE



PAQUETE DE BATERÍA



ALIMENTACIÓN CON
RED ELÉCTRICA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PHYSIOLASER 2.0

TERAPIA LÁSER

LISTA DE PROGRAMAS MÉDICOS

MUSCULOESQUELÉTICO

GENÉRICO

Artrosis

Artritis reumatoide

Contractura muscular

Fibromialgia

Tendinopatías

Bursitis

Edema

BRAZO - MANO

Artrosis

Artritis reumatoide

Epicondilitis

Túnel carpiano

Tendinitis

RODILLA

Artrosis

Artritis reumatoide

Meniscopatía

Patelofemoral

Lesión del ligamento

Gonalgia

Condropatía

PIE - TOBILLO

Artrosis

Artritis reumatoide

Dolor de tobillo

Fascitis plantar

Tend. del Aquiles

Distorsión

ESPALDA

Artrosis vertebral

Dolor agudo

Lumbalgia

Dolor miofascial

Artritis reumatoide

HOMBRO

Dolor miofascial

Artrosis

Capsulitis adhesiva

Síndrome subacromial

Tendinitis

Artritis reumatoide

CABEZA - CUELLO

Artrosis

Dolor cervical crónico

Artritis reumatoide

DERMATOLOGÍA

Heridas