

# PHYSIOLASER 500

## TERAPIA LÁSER

PRODUCTO INDICADO PARA ACELERAR LA RECUPERACIÓN DE LOS TEJIDOS INFLAMADOS, REGENERAR LAS CÉLULAS Y MEJORAR LA MICROCIRCULACIÓN. PHYSIOLASER 500 FAVORECE LOS PROCESOS NATURALES DE CURACIÓN.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

#### Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

#### Potencia máxima

0,5 W  $\pm$ 20%

#### Configurado longitud de onda

808 nm

#### Emisión

Pulsada y continua

#### Dimensiones área objetivo

Óptica de 11 mm

#### Frecuencia

Hasta 10000Hz

#### Alimentación


Red y batería recargable

#### Tamaño y peso

100x160x35 mm - 450 gr

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín
- 1 Dispositivo PHYSIOLASER 500
- 1 Manipulo láser de 808 nm con óptica de 11 mm
- 2 Gafas de protección (paciente y operador)
- 1 Botón de emergencia
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



CE  
0476



FAVORITOS



PROGRAMABLE



PAQUETE DE BATERÍA



ALIMENTACIÓN CON  
RED ELÉCTRICA

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# PHYSIOLASER 500

## TERAPIA LÁSER

### LISTA PROGRAMAS

#### SALUD - REHAB

Artrosis

---

Distorsión tobillo

---

Dolor rodilla

---

Edema esguince de tobillo

---

Dolor articular del hombro

---

Epicondilitis

---

Dolor crónico dolor de espalda

---

Dolor de cuello

---

Tendinopatías

#### ESTÉTICA CUERPO

##### ESTÉTICA CARA

Arrugas

---

Acné

---

Rejuvenecimiento piel

---

Skin - lifting facial

---

Arrugas de expresión

---

Rojeces

##### ESTÉTICA CUERPO

Estrías pecho

---

Celulitis edematosa muslos, caderas y glúteos

---

Grasas y celulitis difusa

---

Estrías

---

Cicatrices