

# CAMILLA STATIONARY

## Quiropraxia



## DESCRIPCIÓN

Elegantemente elaborada en madera noble con ingeniería de precisión. Con hasta cuatro caídas nítidas y un cabezal extremadamente versátil.

- Color disponible: Negro
- COLOR PERSONALIZABLE (Tiempo de entrega: 45 días)

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Flexión, extensión y elevación del cabezal
- Caída recta del cabezal y hacia adelante
- Reposabrazos en posición prona
- Caída e inclinación torácica de 20°
- Caída pélvica
- Extensión del reposapiés

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Largo** \* con el soporte de tobillo extendido.

173 - 201 cm

**Ancho**

51 cm

**Altura**

41 - 79 cm - Una sola altura (no ajustable)

**Marco de camilla**

Madera dura, barniz duradero.

**Peso**

34 - 43 kgs

**Espuma**

6.5cm (1.5" espuma laminada suave, con 1" espuma dura)

**Tapicería**

Naugahyde cosido a medida