

CAMILLA TOUR PORTABLE

Quiropraxia



DESCRIPCIÓN

Camilla portátil quiropráctica. Su diseño insuperable y su fabricación de calidad han resistido el uso riguroso de miles de estudiantes y quiroprácticos de todo el mundo.

- Color disponible: Negro
- COLOR PERSONALIZABLE
(Tiempo de entrega: 45 días)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Construcción en madera de roble
- Flexión, extensión y elevación del cabezal
- Caída recta del cabezal y caída con movimiento hacia adelante
- Caída torácica e inclinación de 30°
- Caída pélvica
- Caída caudal
- Extensión del reposapiés



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largo * con el soporte de tobillo extendido.

168 - 196 cm

Ancho

51 cm

Altura *del suelo a la parte superior del cojín

43 - 61 cm - Una sola altura (no ajustable)

46 - 63.5 cm o 53.5 - 76 cm - Altura ajustable

Tamaño doblado

69 x 25 x 56 cm

Peso

28 - 29 kgs

Espuma

38mm, grueso, medio firme, espuma de alta resiliencia.

Tapicería

Naugahyde cosido a medida

