

ACTIVA 700

ELECTROTHERAPIA 4 CANALES | 271 PROGRAMAS

PRODUCTO PARA LA BELLEZA Y LA FORMA FÍSICA, IDEADO CON PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA EL ENDURECIMIENTO, LA TONIFICACIÓN Y EL REJUVENECIMIENTO. EL MANÍPULO ESPECIAL G-TRODE (EN DOTACIÓN) MANTIENE ACTIVA 700 EN EL TOP DE LA GAMA DE LA LÍNEA DE ELECTROESTIMULACIÓN.

60 BELLEZA | 58 FITNESS | 53 DEPORTE | 36 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 21 DEPORTES ESPECIALES
13 ARRUGAS-PIEL | 12 MICROCORRIENTES | 12 TENS | 3 REHAB | 3 INCONTINENCIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Tamaño de área visible 2,6"

Canales

4 independientes (8 electrodos)

Frecuencia

0,3-150 Hz *

Amplitud de impulso

40-450 µs *

Potencia

0-120 mA por canal

Alimentación

Baterías recargables

Tamaño

100x160x35 mm


Peso

454 gr

* De acuerdo al tipo de corriente

DOTACIÓN

- 1 Maletín
- 1 Electro-estimulador ACTIVA 700
- 1 Manípulo G-Trode
- 4 Cables para la conexión a los electrodos
- 2 Cables para microcorriente e ionoforesis
- 4 Electrodos autoadhesivos cuadrados
- 4 Electrodos autoadhesivos rectangulares
- 1 Frasco Gel
- 1 Cargador de batería
- 1 Manual operativo



CE
0476



TENS



MENS



3S



RUN TIME



LAST 10



FUNCIÓN FAVORITOS



MULTI USER



PROGRAMABLE



STIM LOCK



FUNCIÓN 2+2



MY TRAINER



AUTO STIM



SYNCHRO STIM



WORK TIME



BATERÍA RECARGABLE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

LISTA DE PROGRAMAS

FITNESS

Reafirmación

Reafirmación Bio-Pulse

Modelado

Modelado Bio-Pulse

Tonificación

Aumento masa

Modelado cuerpo

Definición

Jogging

Fitness anaeróbico

Fitness aeróbico

Prevención calambres

BELLEZA

Drenaje

Drenaje Bio-Pulse

Drenaje postparto

Lipolisis

Lipolisis postparto

Masaje relajante B-P

Masaje tonificante

Masaje energizante

Masaje conectivo

Brazos hinchados

Capilares cara

Definición

Cuerpo delgado

Mejora tono piel

Reafirmación postparto

Reafirmación senos

Modelado senos

DEPORTE

Capilarización

Calentamiento

Calentamiento pre-competición

Recuperación activa

Fuerza máxima

Fuerza resistente

Fuerza explosiva

Reactividad

Recuperación postcompetición

Hipertrofia

DEPORTES ESPECIALES

Running

Esquí

Golf

REHAB

Atrofia cuádriceps (con prótesis rodilla)

Recuperación post LCA

Prevención subluxación hombro

TENS Y DOLOR

Tens antálgico convencional

Dolor menstrual

Tens antálgico modulado

Dolor rodilla

Tens endorfinico

Dolor crónico

Periartritis escapulo-humeral

Dolor muscular

Lumbalgia crónica

Dolor cervical

Bursitis-tendinitis

Osteoartritis

G-PULSE

Microlifting senos

Microlifting escote

Microlifting cara

Elasticidad piel

Imperfecciones celulitis

Colágeno BioSkin

Arrugas

Arrugas ojos

Arrugas de expresión

Estrías

Fortalecimiento uñas

Bio peeling

Hematoma

MICROCORRIENTES

Epicondilitis

Periartritis escapulo-humeral

Contusión

Ciática

Lumbalgia

Dolor agudo

Dolor articular

Tortícolis

Latigazo cervical

Distorsión hombro

Distorsión rodilla

Inflamación tendón

INCONTINENCIA

Incontinencia mixta

Incontinencia por estrés

Incontinencia urge

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista de los programas "3S" incluye 36 combinaciones de parámetros.

Los programas "3S" están caracterizados por un retraso en la activación de los canales 3 y 4 con respecto a los canales 1 y 2. La Serial Sequential Stimulation permite estimular la musculatura en cadena cinética gracias a la activación de los distritos musculares interesados en tiempos diferenciados.